

SINAQUA®

SHAMPOO CAP

**Produit médical pour la prévention
et le traitement des mycoses du cuir chevelu.**



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

Le **Sinaqua® Shampoo Cap** est une bonnet de lavage pré-imprégnée, imperméable et jetable, doublée à l'extérieur et à l'intérieur d'un tissu doux.

Le **Sinaqua® Shampoo Cap** réduit le risque de mycose du cuir chevelu et contribue à éliminer les pathologies déjà présentes. Elle est idéale pour les personnes alitées ou ne vivant pas de manière autonome.

Le **Sinaqua® Shampoo Cap** ne nécessite pas d'eau ; en quelques minutes, les cheveux sont doux et faciles à coiffer.

Le **Sinaqua® Shampoo Cap** ne contient pas de parabènes, d'urée, de PEG, de glycérine, d'alcool ou de latex.

MODE D'EMPLOI:

Sinaqua® Shampoo Cap permet de laver les cheveux du patient au lit ou sur une chaise lorsque le lavage traditionnel est difficile.

- Le **Sinaqua® Shampoo Cap**, peut être chauffé dans le sachet à la température souhaitée: au micro-ondes pendant 15 secondes maximum ou dans de l'eau chaude.
- Veillez à ne pas trop chauffer le **Sinaqua® Shampoo Cap** Cap excessively.
- Placez la capsule sur la tête.
- Massez les cheveux pendant quelques minutes.
- Retirez le capuchon, ne rincez pas.
- Séchez les cheveux selon la méthode habituelle.

INGREDIENTS:

Aqua

Extrait de feuilles d'aloë barbadensis

Allantoïne

Laurylglucoside

Linoléamidopropyl PG chlorure de dimonium phosphate

Polysorbate 20

EDTA disodique

Phénoxyéthanol

Benzoate de sodium

Propylène glycol

Chlorure de benzalkonium

Parfum

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES:

- Extérieur résistant à l'eau.
- Élastique sur la cagoule de lavage.
- Doublure intérieure en tissu, à haute résistance au frottement.
- Haute teneur en solution de lavage par cagoule.
- Pas de rinçage nécessaire.

CLASSIFICATION:

Dispositif médical de classe I

CERTIFICATIONS ET CONTRÔLES ENVIRONNEMENTAUX:

Welcare est certifié:

UNI CEI EN ISO 13485 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001

Processus de production:

Fabriqué en salle blanche



NO D'ARTICLE:	DESCRIPTION:	UNITÉS DE VENTE:
95200	SINAQUA® Shampoo Cap	
	Sinaqua® Shampoo Cap 1 sachet : 1 bonnet de lavage	1 carton: 30 sachets

Distributeur en Suisse



GD

MEDICAL

GLOBOMEDICA

HEMOCARE

Mediq Suisse AG | gd medical | Scherzstr. 6 | 8807 Freienbach
T +41 (0)55 420 33 55 | F +41 (0)55 420 33 56
www.gdmedical.ch | info@gdmedical.ch

Révision 00 2022/03

Welcare Industries S.p.A.

Lieu de production: via dei Falegnami, 7 - 05018 Orvieto (TR)
Bureaux de Milan: Regus Building, piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano
Bureaux de Rom: EUR - Spaces, viale Luca Gaurico, 91/93 - 00143 Roma
Siège social de l'entreprise: via San Giovanni sul Muro, 18 - 20121 Milano

www.welcareindustries.com

WELCARE
Protecting People - Caring for Nature