

ReSkin Spycra Contact

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Polyamidfasern mit eingearbeiteten Poren
- Adhäsive Siliconhaftschrift

EIGENSCHAFTEN

- Atmungsaktiv und wasserbeständig
- Sehr hautfreundlich
- Sehr dünn, selbsthaftend
- Schmerzfrees Entfernen der Auflage
- Abgerundete Ecken
- Steril einzelverpackt



INDIKATION

- Distanzgitter bei Wunden
- Für exsudierende oder blutende Wunden einsetzbar
- Präventiv bei Risiko-, Alters- und Pergamenthaut
- Hautrisse, Schürfwunden, chirurgische Wunden
- Fixation von Transplantaten
- Venöser und arterieller Ulcus
- Dekubituswunden
- Bei Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)
- Geschädigte Haut

KONTRAINDIKATION

- Bei Infektionen

HÄUFIGKEIT VERBANDWECHSEL

- Kann je nach Zustand der Wunde bis maximal 14 Tage belassen werden

GUT ZU WISSEN

- Haftet auch an schwer zugänglichen Körperstellen
- Kann zugeschnitten werden
- Bei viel Exsudat jeweils nur den Sekundärverband wechseln
- Bei Wunden nicht wiederverwenden (Verkeimung)
- Unterstützung von neu gebildetem Gewebe, Narbenglättung
- MiGel gelistet

Bezeichnung	Art. Nr.	Abmessung	Stück pro Box	MiGel
ReSkin Spycra Contact	WCL-575	5 x 7.5 cm	10 x 1 Stück	34.06.01.01.1
ReSkin Spycra Contact	WCL-7510	7.5 x 10 cm	10 x 1 Stück	34.06.01.02.1

Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Verkaufsberater/Innen gerne zur Verfügung.

Mediq Suisse AG

Gewerbstrasse 12
CH-8132 Egg
info@mediqsuisse.ch | www.mediqsuisse.ch

T: 052 720 25 26 | F: 052 720 25 27