

## Foire aux questions

### En quelle matière sont fabriqués les sous-vêtements fonctionnels HydraWear ?

Le matériau MicroModal ultradoux garantit confort et respirabilité.

### Pourquoi les coutures sont-elles à l'extérieur ?

Les coutures extérieures garantissent une liberté de mouvement sans irritation.

### Le motif en nid d'abeille est-il juste imprimé ?

Non, le motif a été spécialement conçu pour minimiser les écoulements tout en assurant une respirabilité totale.

### Puis-je porter d'autres pansements sous les sous-vêtements fonctionnels ?

Les sous-vêtements fonctionnels HydraWear associés aux pansements HydraWear peuvent être la solution pour les plaies difficiles à soigner.

Nous ne pouvons pas garantir l'efficacité du système en cas de combinaison avec d'autres pansements.

### Comment connaître ma taille de sous-vêtement fonctionnel HydraWear ?

Les tailles ne correspondent pas aux tailles de vêtements usuelles. Le tableau des tailles vous permettra de trouver celle qui vous convient. Les sous-vêtements fonctionnels doivent être bien ajustés.

### Lequel des pansements HydraWear dois-je utiliser ?

Le pansement en mousse HydraWear (Foam) s'utilise lorsque les fuites sont faibles à modérées, et le pansement superabsorbant HydraWear pour les fuites modérées à importantes. Vous pouvez changer les pansements aussi souvent que nécessaire ou que vous le jugez bon.

### Où puis-je obtenir de plus amples informations sur HydraWear ?

Veuillez scanner le code QR ci-dessous.

### Où puis-je en savoir davantage sur l'acné inversée/l'hidradénite suppurée ?

Nous vous recommandons de vous adresser à un professionnel de santé. Vous trouverez des informations en ligne, par exemple sur [www.acneinversaschweiz.ch](http://www.acneinversaschweiz.ch)

### Où puis-je me procurer HydraWear ?

Les pansements HydraWear sont disponibles sur ordonnance et pris en charge par votre caisse-maladie. Vous achetez les sous-vêtements fonctionnels HydraWear. Vous pouvez obtenir le système complet de soin des plaies HydraWear auprès de :



#### Mediq Suisse homecare

Rosengartenstr. 25 | 8608 Bubikon

Tél. gratuit: 0800 810 808

E-mail: [homecare@mediq-suisse.ch](mailto:homecare@mediq-suisse.ch)

[www.mediqsuisse.ch](http://www.mediqsuisse.ch)

## HydraWear, le système de soin des plaies sans colle Utilisation & Foire aux questions (FAQ)


Votre médecin vous a diagnostiqué une acné inversée (AI) (aussi appelée hidradénite suppurée). L'AI est une maladie chronique inflammatoire de la peau qui provoque des lésions, nodules et abcès douloureux principalement dans le creux axillaire, l'aîne, les fesses et sous les seins. Le traitement des plaies dans ces zones s'avère souvent difficile et douloureux, c'est pourquoi HydraWear vous a été prescrit. HydraWear est un système de soin des plaies sans adhésif composé de deux parties :




Sous-vêtements fonctionnels  
HydraWear discrets et respirants

Pansements superabsorbants et  
pansements en mousse HydraWear

Des bandes de fixation en velcro maintiennent le pansement en place sans qu'il colle à la peau. Les changements de pansement sont plus rapides et moins douloureux, il n'y a pas de fuites et la liberté de mouvement est plus grande.<sup>1</sup> Les sous-vêtements fonctionnels sont disponibles en quatre modèles et trois tailles différentes.




Top pour femme



T-shirt unisexe



Short pour homme



Short pour femme

Le pansement en mousse « HydraWear Foam » pour les fuites légères et « HydraWear Superabsorber » pour les fuites plus importantes.


**1** Enfilez le sous-vêtement fonctionnel HidraWear comme vous le feriez avec des vêtements ordinaires. Ces instructions s'appliquent spécifiquement au top pour femme, parce qu'elle diffère des tops habituels.



1. Ajustez les bretelles dans le dos à la longueur souhaitée.
2. Passez les bras dans les manches comme vous le feriez pour enfiler une veste.
3. Fermez le top sur le devant à l'aide des fermetures à crochets et œillets.
4. Pour un maintien ferme au niveau des aisselles, la bretelle sur le devant peut être réglée ou retirée.

Une fois le sous-vêtement fonctionnel HidraWear enfilé, assurez-vous que les trous de l'HidraHex sont bien plats et correctement positionnés.

**3** Changement des pansements



1. Retirez avec précaution les bandes de fixation velcro à l'extérieur du sous-vêtement fonctionnel.
2. Retirez avec précaution le pansement de la plaie.
3. Appliquez un nouveau pansement sous le sous-vêtement fonctionnel, côté lisse vers la peau.
4. Utilisez la bande de fixation pour maintenir le pansement en place à travers les trous de l'HidraHex.

**2** Application du pansement HidraWear avec technologie Securelock™



Placez le pansement sous le sous-vêtement fonctionnel de la zone du corps concernée, le côté lisse vers la peau/la plaie. Utilisez la bande de fixation velcro (fournie) pour fixer le pansement. Appuyez doucement sur les languettes de Velcro à travers les trous de HidraHex contre le pansement. Insérez l'extrémité de la languette velcro dans le trou HidraHex pour éviter qu'elle ne reste accrochée à vos vêtements.

**4** Retrait des sous-vêtements fonctionnels



Pour le top pour femme, après avoir retiré les bandes de fixation et les pansements, ouvrez la fermeture à crochets et à œillets sur le devant. Ensuite, retirez le top comme une veste.