

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Woraus besteht die HidraWear-Funktionswäsche?

Das superweiche MicroModal-Material gewährleistet Komfort und Atmungsaktivität.

Nähte auf der Aussenseite, warum?

Die Aussennähte sorgen für Bewegungsfreiheit ohne Irritationen.

Ist das Wabendesign nur ein Aufdruck?

Nein, das Muster wurde speziell entwickelt um bei vollständiger Atmungsaktivität ein Auslaufen zu minimieren.

Kann ich andere Wundauflagen unter der Funktionswäsche tragen?

Die HidraWear-Funktionswäsche kann zusammen mit den HidraWear-Wundauflagen die Lösung für schwierig zu versorgende Wunden sein.

Die Wirksamkeit bei einer Kombination mit anderen Wundauflagen kann nicht garantiert werden.

Wie finde ich die passende Grösse der HidraWear-Funktionswäsche?

Die Grössen entsprechen nicht den üblichen Kleidergrössen. Mithilfe der Grösstentabelle finden Sie die für Sie passende Grösse. Die Funktionswäsche sollte eng anliegen.

Welche HidraWear-Wundaufgabe soll ich verwenden?

Die HidraWear-Schaumstoffauflage (Foam) ist für geringe bis mässig starke Leckagen, während HidraWear-Superabsorberauflage für mässige bis hohe Leckagen verwendet wird. Die Wundaufgaben können Sie so oft wie nötig, bzw. wie Sie für richtig halten, wechseln.

Wo erhalte ich weitere Informationen zu HidraWear?

Bei Mediq Suisse, einfach untenstehenden QR-Code scannen.

Wo erfahre ich mehr zu Akne Inversa/ Hidradentis Suppurativa?

Wir empfehlen medizinisches Fachpersonal zu fragen. Online finden Sie Infos z.B. bei www.acneinversaschweiz.ch.

Wo erhalte ich HidraWear?

Die HidraWear Wundaufgaben sind auf Rezept erhältlich, die Kosten werden von Ihrer Krankenkasse übernommen. Die HidraWear-Funktionswäsche kaufen Sie. Das komplette HidraWear Wundversorgungssystem erhalten Sie exklusiv bei:



Mediq Suisse homecare

Rosengartenstr. 25 | 8608 Bubikon


Gratis-Telefon: 0800 810 808

E-Mail: homecare@mediq-suisse.ch

www.mediqsuisse.ch

HidraWear – klebstofffreies Wundversorgungssystem Anwendung & Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ihr Arzt / Ihre Ärztin hat bei Ihnen Akne inversa (AI) (auch Hidradentis Suppurativa) diagnostiziert. AI ist eine langwierige entzündliche Hauterkrankung, die zu schmerzhaften, Läsionen, Knoten und Abszessen führt, die sich vor allem in den Achselhöhlen, der Leistengegend, dem Gesäss und dem Brustbereich bilden. Die Wundversorgung an diesen Stellen gestaltet sich oft schwierig und schmerzhaft, deshalb wurde Ihnen HidraWear verschrieben. HidraWear ist ein klebstofffreies Wundversorgungssystem und besteht aus zwei Teilen:




Diskrete atmungsaktive
HidraWear-Funktionswäsche



HidraWear Superabsorber- und
Schaumstoffauflagen

Klett-Befestigungsstreifen halten die Wundaufgabe in Position, ohne mit der Haut zu verkleben. Das ermöglicht schnellere, weniger schmerzhaftes Verbandwechsel, kein Auslaufen und mehr Bewegungsfreiheit.¹ Die Funktionswäsche ist in vier Modellen und in drei unterschiedlichen Grössen erhältlich.



Damen-Top



Unisex T-Shirt



Herren-Shorts



Damen-Shorts

Die Schaumstoffauflagen «HidraWear Foam» für geringere Leckagen und «HidraWear Superabsorber» für stärkere Leckagen.


- 1 Ziehen Sie die HydraWear-Funktionswäsche an, wie Sie es mit normaler Kleidung tun würden.**
Diese Hinweise gelten speziell für das Damen-Top, da es sich von üblichen Tops unterscheidet.



1. Stellen Sie die Träger am Rücken auf die gewünschte Länge ein.
2. Führen Sie die Arme wie bei einer Jacke in die Ärmel.
3. Schliessen Sie das Top vorne mit den Haken- und Ösenverschlüssen.
4. Für einen festen Sitz im Achselbereich kann der obere Träger angepasst oder entfernt werden.

Ist die HydraWear-Funktionswäsche angezogen, vergewissern Sie sich, dass die HydraHex-Löcher flach und richtig positioniert sind.

3 Wechsel der Wundauflagen




1. Entfernen Sie vorsichtig die Klett-Befestigungsstreifen auf der Aussen-seite der Funktionswäsche.
2. Entfernen Sie vorsichtig die Wundauflage von der Wunde.
3. Bringen Sie unter der Funktionswäsche eine neue Wundauflage mit der *glatten Seite zur Haut* an.
4. Verwenden Sie den Befestigungsstreifen, um damit die Wundauflage durch die HydraHex-Löcher zu fixieren.

2 Anbringung der HydraWear-Wundauflage mit Securelock™ Technologie



Legen Sie die Wundauflage bei der betroffenen Körperregion unter die Funktionswäsche – mit der glatten Seite zur Haut/Wunde. Verwenden Sie den mitgelieferten Klett-Befestigungsstreifen um die Wundauflage zu fixieren. Drücken Sie die Klettverschlusslaschen sanft durch die HydraHex-Löcher in die Wundauflage. Stecken Sie das Ende der Klettverschlusslaschen in das HydraHexLoch, um zu verhindern, dass die Lasche an der Kleidung hängen bleibt.

4 Ausziehen der Funktionswäsche



Beim Damen-Top öffnen Sie nach dem Entfernen der Befestigungsstreifen und den Wundauflagen den Haken- und Ösenverschluss auf der Vorderseite. Danach ziehen Sie das Top wie eine Jacke aus.