

Soins des plaies

Activon[®], Algivon[®], Actilite[®]

Miel de manuka médicinal pur

Description du produit

- Pour la cicatrisation naturelle des plaies avec le miel de manuka médicinal

Caractéristiques

- Favorise la cicatrisation naturelle des plaies
- Réduit les odeurs de la plaie et améliore ainsi la qualité de vie des patients
- Maintient un milieu humide dans la plaie et favorise une guérison plus rapide des plaies chroniques
- La large gamme de produits Activon[®] au miel de manuka offre un produit adapté à chaque plaie.
- Le miel est naturel et n'a pas de propriétés cytotoxiques

Bon à savoir

- Listé MiGeL à partir du 01.10.2022

Gamme de produits pour le traitement des plaies au miel de manuka

Activon[®] Tube

Activon[®] Tube contient du miel de manuka pur sans additifs. Le miel de manuka a été filtré et stérilisé spécialement pour le traitement des plaies. Il élimine les odeurs des plaies et maintient un environnement humide pour les plaies.

Désignation	Numéro d'article	Unité de vente	LiMA	Pharmacode
Activon Honey Tube 25g	ADV-CR3830	UVC Box 5 pcs.	35.07.11.11.1	7298770



Algivon[®] Plus

L'Algivon[®] Plus est un pansement imprégné de miel de manuka pur. Ses fibres d'alginate permettent une libération lente et continue du miel tout en maintenant l'intégrité du pansement.


Désignation	Numéro d'article	Unité de vente	LiMA	Pharmacode
Algivon Plus 5 cm x 5 cm	ADV-CR4230	UVC Box 5 pcs.	35.07.09.30.1	7849604
Algivon Plus 10 cm x 10 cm	ADV-CR4225	UVC Box 5 pcs.	35.07.09.31.1	7849605

Soins des plaies

Algivon® Plus Ribbon

L'Algivon® Plus est un pansement imprégné de miel de manuka pur. Ses fibres d'alginate permettent une libération lente et continue du miel tout en maintenant l'intégrité du pansement.

Désignation	Numéro d'article	Unité de vente	LiMA	Pharmacode
Algivon Plus Ribbon 2.5 cm x 20cm	ADV-CR4231	UVC Box 5 pcs.	35.07.09.30.1	7843632



Algivon Plus Sortiment

Activon® Tulle

Activon® Tulle est une gaze fabriquée à partir de viscose et imprégnée de miel de manuka. Activon® Tulle

Désignation	Numéro d'article	Unité de vente	LiMA	Pharmacode
Activon Tulle 5 cm x 5 cm	ADV-CR3761	UVC Box 5 pcs.	35.07.09.30.1	7849606
Activon Tulle 10 cm x 10 cm	ADV-CR3658	UVC Box 5 pcs.	35.07.09.31.1	7849607



Actilite®

Activon® Tulle est une gaze fabriquée à partir de viscose et imprégnée de miel de manuka. Activon® Tulle crée un environnement humide pour la plaie et élimine efficacement les odeurs de la plaie.

Désignation	Numéro d'article	Unité de vente	LiMA	Pharmacode
Actilite 5 cm x 5 cm	ADV-CR4281	UVC Box 10 pcs.	35.07.09.30.1	7849608
Actilite 30 cm x 20 cm	ADV-CR4366	UVC Box 10 pcs.	35.07.09.34.1	7849609