

Inhaltsverzeichnis

Diabetes.....	3
Testen & Diagnostik.....	3
easypharm-GL Set.....	4
easypharm-GL Teststreifen.....	4
easypharm-GL Kontrolllösung.....	4
Klinion soft fine sterile Einmallanzetten.....	5
Sicherheitslanzetten Medlance® plus Lite.....	5
Klinion Pen-Nadeln.....	6
Alkoholtupfer Alkotip.....	6
Entsorgungsbehälter SharpSafe.....	6
Flüssigzucker.....	7
Hypo-Fit Flüssigzucker.....	8
Hypo-Fit Kunststoffbox.....	8
Kühltaschen.....	9
Kühltasche FRIO.....	10




Diabetes


Testen & Diagnostik

easypharm-GL Set


- Das Set besteht aus: Messgerät, Batterie, 5 Teststreifen, 5 Lanzetten, Stechhilfe, USB-Kabel und Etui
- Besonderheiten: einfache Bedienung, breite und grosse Teststreifen, extra grosses Display, Messung in kapillärem und venösem Blut, Blutmengenkontrolle, Messwertmarkierung, Durchschnittsberechnung, Empfehlung zur Ketonmessung im Display
- Erfüllt die DIN ISO 15197:2015
- **Für eine sanfte, sichere Blutgewinnung verwenden Sie die Klinion soft fine Lanzetten**

		Artikel-Nr	VE
	Blutzuckermessgerät mmol/l	10001368	1 Set

easypharm-GL Teststreifen


		Artikel-Nr	VE
	Teststreifen	10002446	50 Stk.

easypharm-GL Kontrolllösung

		Artikel-Nr	VE
	Kontrolllösung normal/hoch	10003165	2x4ml

Klinion soft fine sterile Einmallanzetten

- Kompatibel mit allen Stechhilfen für runde Lanzettenkörper

		Artikel-Nr	Grösse	Stück/ Box	Stück/ Karton
	Klinion soft fine colour	5841	28G	210	84
	Klinion soft fine colour	5839	30G	210	

Sicherheitslanzetten Medlance® plus Lite


- Ein sicheres Arbeitsgerät nach TRBA 250

	Artikel-Nr	Grösse	Farbe	Stichtiefe/ Blutmenge	Stück/ Box	Stück/ Karton	
	Medlance® plus Lite	7043	25G	violett	1.5mm, bis zu 10µl	200	10
	Blutzuckermessungen						
	Medlance® plus universal	7051	21G	blau	1.8mm, 10-30µl	200	10
	Hämoglobin-, Cholesterin-, Blutgruppenbestimmung						
	Medlance® plus Extra	7045 M	21G	grün	2.4mm, 30-70µl	200	10
	Bei verhornter Haut und grösseren Blutmengen						
Medlance® plus Spezial Klinge	7046	0.8mm	gelb	2mm, 70-100µl	200	10	
Ultra-scharfe Klinge gewährleistet ausreichendes Blutvolumen und unterstützt die schnelle Wundheilung							

Medlance® ist eine eingetragene Marke von eu-medical GmbH


Klinion Pen-Nadeln

- Spürbar sanft durch Silikonbeschichtung
- Optimale Schonung der Haut
- Für alle gängigen Insulinpens


		Artikel-Nr	Grösse	NadelØ/ Stichtiefe	Stück/ Box	Stück/ Karton
	Klinion® soft fine® plus	5064	32G	0.23mmx5mm	110	48
	Klinion® soft fine® plus	5060	31G	0.25mmx6mm	110	48
	Klinion® soft fine® plus	5061	31G	0.25mmx8mm	110	40
	Klinion® soft fine® plus	5062	29G	0.33mmx10mm	110	48
	Klinion® soft fine® plus	5063	29G	0.33mmx12mm	110	48

Alkoholtupfer Alkotip

- Aus Vliesstoff
- Getränkt mit 70% Isopropyl-Alkohol
- Einzelverpackt

		Artikel-Nr	Grösse (cm)	Stück/ Box	Stück/ Karton
	Alkotip Tupfer	G602	3x3	100	50

Entsorgungsbehälter SharpSafe

		Artikel-Nr	VE
	Entsorgungsbehälter SharpSafe 0.45l	41701610	1
	Entsorgungsbehälter SharpSafe 1l	41602610	1
	Entsorgungsbehälter SharpSafe 3l	41455610	1




Diabetes

Flüssigzucker


Hypo-Fit Flüssigzucker

- Schnelle Hilfe bei Unterzuckerung
- Enthält 15.66g Kohlenhydrate (entspricht ca. 1 BE)
- Geeignet für alle insulinpflichtigen Diabetiker
- Praktische und robuste Folienbeutel
- Auch für Sportler sehr geeignet

		Artikel-Nr	Stück/ Box	Stück/ Karton
	HYPO-FIT® Orange	HF1049	12	12
	HYPO-FIT® Lemon	HF1082	15	12
	HYPO-FIT® Tropical	HF1050	12	12

Hypo-Fit Kunststoffbox

- Kunststoffbox für unterwegs
- 2 Beutel Hypo-Fit in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen

		Artikel-Nr	Stück/ Box
	HYPO-FIT® Brillbox, Orange	HF1068	2
	HYPO-FIT® Brillbox, Lemon	HF1083	2
	HYPO-FIT® Brillbox, Tropical	HF1084	2

Hypo-Fit® ist eine eingetragene Marke von ARCIM HYPO-FIT BV




Diabetes

Kühltaschen

Kühltasche FRIO

- Hält Insulin kühl, auch bei hohen Aussentemperaturen
- Ohne Strom, Batterien oder Kühlelemente
- Erfordert nur Wasser zur Aktivierung
- Mittlere Tasche heisst neu „Glaukoma“, eignet sich gut für den Transport von Augentropfen

		Artikel-Nr	Grösse (cm)
	Einzeltasche: für 1 Pen oder 2 Flaschen	FRIO A BLAU	6.5x18
	Einzeltasche: für 1 Pen oder 2 Flaschen	FRIO A ROT	6.5x18
	Kleine Tasche: für 3 Ampullen oder 10 Ersatzpatronen, KEIN Pen	FRIO B BLAU	14x15
	Kleine Tasche: für 3 Ampullen oder 10 Ersatzpatronen, KEIN Pen	FRIO B ROT	14x15
	Doppeltasche: für 2 Pens oder 1 Pen mit Ersatzpatronen	FRIO C BLAU	8x18
	Doppeltasche: für 2 Pens oder 1 Pen mit Ersatzpatronen	FRIO C GELB	8x18
	Doppeltasche: für 2 Pens oder 1 Pen mit Ersatzpatronen	FRIO C GRÜN	8x18
	Doppeltasche: für 2 Pens oder 1 Pen mit Ersatzpatronen	FRIO C ROT	8x18
	Glaukoma: 2 Ampullen o. 6 Ersatzpatronen o. ATR, KEIN Pen	FRIO D BLAU	14x12
	Glaukoma: 2 Ampullen o. 6 Ersatzpatronen o. ATR, KEIN Pen	FRIO D ROT	14x12
	Grosse Tasche: für 4 Pens oder 2 Pens und 6 Ersatzpatronen	FRIO E BLAU	14x19
	Grosse Tasche: für 4 Pens oder 2 Pens und 6 Ersatzpatronen	FRIO E GELB	14x19
	Grosse Tasche: für 4 Pens oder 2 Pens und 6 Ersatzpatronen	FRIO E GRÜN	14x19
	Grosse Tasche: für 4 Pens oder 2 Pens und 6 Ersatzpatronen	FRIO E ROT	14x19
	Expedition Modell: für 9 Pens oder 3 Pens und Ersatzpatronen	FRIO F BLAU	21x15
	Expedition Modell: für 9 Pens oder 3 Pens und Ersatzpatronen	FRIO F ROT	21x15
Pumpen Tasche	FRIO H BLAU	9x11	
Pumpen Tasche	FRIO H ROT	9x11	