

EASYDERM®

Panni e guanti sterili pre-imbibiti per prevenire infezioni nosocomiali in pazienti cronici e critici.

Non richiedono acqua, risciacquo o asciugatura

DESCRIZIONE PRODOTTO:

I pazienti critici e cronici presentano spesso pelle infiammata, fragile, lesioni di diversa eziologia e sono particolarmente sensibili alle infezioni nosocomiali a causa delle loro patologie o per i dispositivi di monitoraggio a cui sono collegati. È importante trattare questi pazienti con dispositivi che garantiscano efficacia e sicurezza.

Easyderm® è un Dispositivo Medico sterile di classe IIa indicato per l'igiene e l'idratazione corporea quotidiana e per un'efficace prevenzione/abbattimento delle infezioni. Non richiede acqua, risciacquo o asciugatura.

INDICAZIONI D'USO:

Pazienti a rischio come quelli colpiti da:

- Cardiopatia ischemica
- Malattia cerebrovascolare
- Emorragia gastrointestinale
- Bronco pneumopatia cronica ostruttiva
- Sottoposti a radioterapia

Anche a rischio sono i pazienti:

- Che hanno subito un intervento chirurgico importante
- Coloro che si trovano in un'unità di terapia intensiva; il tasso di infezioni nosocomiali in queste aree è circa tre volte più alto che negli altri reparti.

I pazienti sono a rischio se sono:

- Ventilati meccanicamente
- Intubati
- Con un drenaggio/catetere invasivo
- Collegati a dispositivi di monitoraggio



AREA DI UTILIZZO:

Il dispositivo può essere utilizzato su tutti i distretti corporei, inclusi:

- Ferite croniche (piaghe da decubito, stadio I° -III°);
- Ulcere venose e arteriose;
- Tracheotomia;
- Ano preternaturale;
- PEG o PEJ;
- Inserimento di cateteri venosi centrali;
- Mucose;
- Occhi.

INGREDIENTI:

Aloe barbadensis estratto di foglia

Linoleamidopropyl pg-dimonium chloride phosphate (Phospholipid EFA)

Allantoina

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Panno e guanto in morbida viscosa per fornire:

- Elevata capacità di assorbimento delle impurità della pelle.
- Elevata resistenza allo stiramento e alla torsione per evitare strappi del panno/guanto.
- Massima morbidezza per evitare l'irritazione della pelle.
- Elevato contenuto di soluzione in ogni panno/guanto.

SPECIFICHE TECNICHE:

- Trattamento e protezione delle aree cutanee sensibili, quali occhi e mucose, pelle infiammata, lesioni.
- Alto contenuto di componenti idratanti di grado farmaceutico per garantire che la pelle sia ben idratata, prevenendo o riducendo infiammazioni ed accelerando il processo di riepitelizzazione.
- Riduzione del dolore e aumento della compliance del paziente.
- Nessuna reazione allergica in più di 17 anni di vendite.
- **Easyderm®** è utilizzato nei principali ospedali e centri universitari in Europa.

CLASSIFICAZIONE E CODICE CND:

Dispositivo Medico. Classe IIa Sterile.

Codice CND: **M040499**

Numero di Repertorio:

Easyderm Panno 95604: **1766577**

CERTIFICAZIONI E CONTROLLO AMBIENTALE:

Welcare è certificata:

UNI CEI EN ISO 13485 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001

Processo produttivo:

Manufatto in camera bianca



Bibliografia:

- G.R.I.D. Gruppo di Ricerca ed Intervento sui Decubiti, un nuovo sistema per l'igiene della persona. Riflessi sulla qualità assistenziale, Istituto Geriatrico Camillo Golgi, Abbiategrasso, Milano
- A. Guaita, A. Carusone, M. Cannata, M. Crivelli, R. Leone, L. Tronconi, G. Carella, La detersione delle ferite con l'utilizzo di un panno preimbibito, Istituto Geriatrico Camillo Golgi, Abbiategrasso, Milano
- Alessandra Mazzoli, La corretta igiene della cute, Italian Hospital Group, Roma
- M. Romanelli, MS. Bertone, V. Dini, S. Barbanera, C. Brillì, A. De Lorenzo, Safety and efficacy of early intervention with a phospholipid wound cleansing solution in patients with chronic wounds, Wound Healing Research Unit, University of Pisa, Pisa
- H. Basar, Ç. Kaymak, N. Özcan, A. Özcan, A. Turak, Evaluation of formation of the pressure sores and tracheostomy - catheter entrance areas by using "phospholipids containing body cleansing system (Easyderm)" in intensive care patients, Ankara
- Klaus Kaiser, Clinical Trial - Easyderm, Medi GmbH & Co. KG, Bayreuth, Germany

CODICE:

95604

DESCRIZIONE:

EASYDERM®

Easyderm® panno 1 busta: 4 panni

CONFEZIONE DI VENDITA:

1 scatola: 50 buste

Revisione 00 2022/03

Welcare Industries S.p.A.

Sede produttiva: via dei Falegnami, 7 - 05018 Orvieto (TR)

Sede commerciale: Regus Building, piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano

Sede commerciale: EUR - Spaces, viale Luca Gaurico, 91/93 - 00143 Roma

Sede legale: via San Giovanni sul Muro, 18 - 20121 Milano

www.welcareindustries.com

WELCARE
Esperti della pelle - Alleati della Natura