

Kliniderm® Foam Silicone border multisite

Produktbeschreibung

- Neuer Silikon Schaumstoffverband mit einzigartigem Design
- Der neue Kliniderm® Foam Silicone border multisite eignet sich für Körperstellen an denen eine hohe Flexibilität erforderlich ist. Die spezielle Form des Foams schmiegt sich auch an schwierig zu versorgenden Körperstellen an, wie z.B. an Gelenken wie dem Ellenbogengelenk, dem Knie, unter den Armen oder an der Brust.

Indikation

- für mässig bis stark exsudierende chronische und akute Wunden
- Druckgeschwüre, venöse Beingeschwüre, diabetische Fussgeschwüre
- Hauttransplantationen
- postoperative Operationswunden
- Verbrennungen ersten und zweiten Grades



Hoher Tragekomfort

Das spezielle Design sorgt für hohen Tragekomfort bei schwer zu versorgenden Körperstellen



Einzigartiges Design

Die Silikonecken sorgen für optimalen Tragekomfort und verhindern ein Ablösen des Foams



Absorbiert und leitet Exudat

Schützt die umliegende Haut und unterstützt die feuchte Wundheilung



Weiche Silikon-Wundkontaktschicht

Sorgt für einen schmerzarmen Verbandswechsel



Hautfreundlich

Zuverlässige Fixierung und sichere Anwendung auf empfindlicher Haut



Kann bis zu 7 Tage auf der Wunde bleiben

Verringert die Anzahl der erforderlichen Verbandwechsel



Wirksam unter Kompression

Gute Absorption bei Verwendung unter Kompression (z.B. Strümpfe)



Schützend

Bietet eine Barriere für Mikroorganismen

Kliniderm® Foam Silicone border multisite

Bezeichnung	Artikel Nr.	MiGel-Nr.	Abmessung	Stück pro Box
Kliniderm Foam Silicone Border Multisite steril	40514822	35.05.03.11.1	20x20cm	5 Stück

