

Wundversorgung

# Activon<sup>®</sup>, Algivon<sup>®</sup>, Actilite<sup>®</sup>

## Reiner, medizinischer Manukahonig

### Produktbeschreibung

- Für die natürliche Wundheilung mit medizinischem Manuka-Honig

### Eigenschaften

- Unterstützt die natürliche Wundheilung
- Vermindert Wundgeruch und verbessert damit die Lebensqualität der Patienten
- Bewahrt ein feuchtes Wundmilieu und unterstützt eine schnellere Heilung bei chronischen Wunden
- Das breite Spektrum von Activon<sup>®</sup> Manuka-Honig Produkten bietet für jede Wunde das passende Produkt
- Honig ist natürlich und hat keine zytotoxischen Eigenschaften

### Gut zu wissen

- MiGel gelistet

## Produktsortiment für die Wundversorgung mit Manuka-Honig

### Activon<sup>®</sup> Tube

Activon<sup>®</sup> Tube enthält reinen Manuka-Honig ohne Zusätze. Der Manuka-Honig wurde speziell für die Wundbehandlung gefiltert und sterilisiert. Er beseitigt Wundgerüche und bewahrt ein feuchtes Wundmilieu.

Bezeichnung	Artikel Nr.	Verkaufseinheiten	MiGel-Nr.	Pharmacode
Activon <sup>®</sup> Honey Tube 25g	ADV-CR3830	VE Box 5 Stk	35.07.11.11.1	7298770



### Algivon<sup>®</sup> Plus

Algivon<sup>®</sup> Plus ist eine mit reinem Manuka-Honig imprägnierte Wundauflage. Deren Alginatfasern ermöglichen eine langsame und anhaltende Freisetzung von Honig, während die Integrität der Wundauflage beibehalten wird.

Bezeichnung	Artikel Nr.	Verkaufseinheiten	MiGel-Nr.	Pharmacode
Algivon Plus 5 cm x 5 cm	ADV-CR4230	VE Box 5 Stk	35.07.09.30.1	7849604
Algivon Plus 10 cm x 10 cm	ADV-CR4225	VE Box 5 Stk	35.07.09.31.1	7849605


Wundversorgung

# Activon<sup>®</sup>, Algivon<sup>®</sup>, Actilite<sup>®</sup>

## Algivon<sup>®</sup> Plus Ribbon

Algivon<sup>®</sup> Plus Ribbon ist eine mit Manuka-Honig imprägnierte Wundauflage, deren Alginatfasern eine langsame und anhaltende Freisetzung des Honigs in den Wundbereich ermöglichen. Das Produkt ist als Tamponadestreifen verarbeitet.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheiten	MiGel-Nr.	Pharmacode
Algivon Plus Ribbon 2.5 cm x 20cm	ADV-CR4231	VE Box 5 Stk	35.07.09.30.1	7843632



Algivon Plus Sortiment

## Activon<sup>®</sup> Tulle

Activon<sup>®</sup> Tulle ist ein aus Viskose hergestellter Mullverband, der mit Manuka-Honig imprägniert ist. Activon<sup>®</sup> Tulle schafft ein feuchtes Wundmilieu und entfernt wirksam Wundgeruch.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheiten	MiGel-Nr.	Pharmacode
Activon Tulle 5 cm x 5 cm	ADV-CR3761	VE Box 5 Stk	35.07.09.30.1	7849606
Activon Tulle 10 cm x 10 cm	ADV-CR3658	VE Box 5 Stk	35.07.09.31.1	7849607



## Actilite<sup>®</sup>

Actilite<sup>®</sup> ist eine dünne Gaze aus Viskose, die mit Manuka-Honig und Manuka-Öl beschichtet ist. Die Auflage schützt die Wunde, unterstützt die Heilung und erleichtert den Abfluss von Exsudat durch die Gaze.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheiten	MiGel-Nr.	Pharmacode
Actilite 5 cm x 5 cm	ADV-CR4281	VE Box 10 Stk	35.07.09.30.1	7849608
Actilite 30 cm x 20 cm	ADV-CR4366	VE Box 10 Stk	35.07.09.34.1	7849609