



# CATHEREEPLUS™

## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Pansement film hautement perméable
- Adhésif innovant à base de gel d'uréthane

## PROPRIETES

- Excellentes propriétés adhésives
- Respirabilité extrêmement élevée (MVTR 2700 mg/m<sup>2</sup>)
- Étanche et imperméable aux germes
- Manipulation facile
- Idéal pour les peaux sensibles (pédiatrie et gériatrie)
- Préserve l'épithélium nouvellement formé lors du décollement
- Pas de résidus d'adhésif après décollement

## INDICATIONS

- Usage préventif sur peaux des types : à risques, matures, fines et transparentes, sensibles
- Pour nouveau-nés, bébés et enfants
- Peau abîmée
- Parties de la peau fortement sollicitées (par ex. par des perfusions, dialyses)
- Personnes alitées, en fauteuil roulant ou porteurs de prothèses, avec problèmes de douleurs de frottement
- Escarres
- Ampoules, écorchures, irritations cutanées
- Fixation de matériel d'analyse tel que des électrodes, cathéters, perfusions

## CONTRE-INDICATIONS

- En cas d'infections

## CHANGEMENT DE PANSEMENTS FREQUENTS

- Adhésion stable pendant au moins 72 h

## BON A SAVOIR

- Possibilité de prendre une douche
- Disponible en version stérile en emballage unitaire ou non-stérile en rouleau
- Référencé LiMA

Nos conseillers commerciaux/conseillères sont volontiers à votre disposition pour des informations supplémentaires.

Mediq Suisse AG

Gewerbestrasse 12



CH-8132 Egg

info@mediqsuisse.ch | www.mediqsuisse.ch


T: 052 720 25 26 | F: 052 720 25 27

# CATHEREEPLUS™


Désignation	Numéro d'article	Dimension	Nbre pièces par boîte
CATHEREEPLUS™ Folie	82079	60 x 80mm	35x 1 pce
CATHEREEPLUS™ Folie	82086	85 x 110mm	30 x 1 pce
CATHEREEPLUS™ Folie	82093	110 x 140mm	25 x 1 pce
CATHEREEPLUS™ Roll	82208	5cm x 10m	1 rouleau
CATHEREEPLUS™ Roll	82215	10cm x 10m	1 rouleau
CATHEREEPLUS™ Roll	82222	15cm x 10m	1 rouleau



Désignation	Numéro d'article	Dimension	Pad	Nbre pièces par boîte
CATHEREEPLUS™ PAD	82116	50 x 80mm	25 x 50mm	50 x 1 pce



Désignation	Numéro d'article	Dimension	Fenêtre	Nbre pièces par boîte
CATHEREEPLUS™ I.V. Slit	82192	80 x 95mm	44 x 51mm	30 x 1 pce



Nos conseillers commerciaux/conseillères sont volontiers à votre disposition pour des informations supplémentaires.

Mediq Suisse AG

Gewerbestrasse 12  
CH-8132 Egg

info@mediqsuisse.ch | www.mediqsuisse.ch

T: 052 720 25 26 | F: 052 720 25 27