



# CATHEREEPLUS™

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Hochpermeabler Folienverband
- mit neuartigem Urethangel Klebstoff

## EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnete Hafteigenschaften
- Extrem hohe Atmungsaktivität (MVTR 2700 mg / m<sup>2</sup>)
- Wasser- und keimundurchlässig
- Einfache Handhabung
- Ideal für empfindliche Haut (Pädiatrie und Geriatrie)
- Schont das neue Epithelgewebe beim Entfernen
- Keine Klebrückstände nach dem Entfernen

## INDIKATION

- Präventiv bei Risiko-, Alters- und Pergamenthaut sowie bei empfindlicher Haut
- Für Neugeborene, Babys und Kinder
- Geschädigte Haut
- Stark strapazierte Hautpartien (z. B. durch Infusionen, bei Dialyse)
- Für bettlägerige Personen, Rollstuhlfahrer oder Prothesenträger gegen Reibungsschmerz
- Druckstellen
- Blasen, Schürfwunden oder Irritationen
- Fixierung von Testmaterial wie Elektroden, Kanülen, Infusionen

## KONTRAINDIKATION

- Bei Infektionen

## HÄUFIGKEIT VERBANDWECHSEL

- Stabile Haftung über mindestens 72h

## GUT ZU WISSEN

- Duschen ist möglich
- Steril einzelverpackt und unsteril auf Rolle erhältlich
- MiGeL gelistet

Für weitere Informationen  
stehen Ihnen unsere Verkaufs-  
berater/Innen gerne zur Verfügung.

Mediq Suisse AG

Gewerbestrasse 12


CH-8132 Egg

info@mediqsuisse.ch | www.mediqsuisse.ch


T: 052 720 25 26 | F: 052 720 25 27

# CATHEREEPLUS™


Bezeichnung	Art. Nr.	Abmessung	Stück pro Box
CATHEREEPLUS™ Folie	82079	60 x 80mm	35x 1 Stück
CATHEREEPLUS™ Folie	82086	85 x 110mm	30 x 1 Stück
CATHEREEPLUS™ Folie	82093	110 x 140mm	25 x 1 Stück
CATHEREEPLUS™ Roll	82208	5cm x 10m	1 Rolle
CATHEREEPLUS™ Roll	82215	10cm x 10m	1 Rolle
CATHEREEPLUS™ Roll	82222	15cm x 10m	1 Rolle



Bezeichnung	Art. Nr.	Abmessung	Pad	Stück pro Box
CATHEREEPLUS™ PAD	82116	50 x 80mm	25 x 50mm	50 x 1 Stück



Bezeichnung	Art. Nr.	Abmessung	Fenster	Stück pro Box
CATHEREEPLUS™ I.V. Slit	82192	80 x 95mm	44 x 51mm	30 x 1 Stück



Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Verkaufsbereiter/Innen gerne zur Verfügung.

Mediq Suisse AG  
 Gewerbestrasse 12  
 CH-8132 Egg  
 info@mediqsuisse.ch | www.mediqsuisse.ch  
 T: 052 720 25 26 | F: 052 720 25 27