


ReSkin Spycra Protect

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Lycra mit eingearbeiteten Poren
- Adhäsive Siliconhaftschrift

EIGENSCHAFTEN

- Atmungsaktiv und wasserbeständig
- Sehr hautfreundlich
- Bi-elastisch, längs- und querelastisch
- Sehr dünn, selbsthaftend
- Abgerundete Ecken
- Schmerzfreies Entfernen des Verbandes



INDIKATION

- Präventiv bei Risiko-, Alters- und Pergamenthaut
- Hautrisse
- Geschädigte Haut
- Erkrankung der Hautoberfläche (z. B. Epidermis bullosa)
- Stark strapazierte Hautpartien (z. B. durch Infusionen, bei Dialyse)
- Für bettlägerige Personen, Rollstuhlfahrer oder Prothesenträger gegen Reibungsschmerz
- Druckstellen oder Irritationen durch Schweiß
- Blasen oder Schürfwunden
- Fixierung von Testmaterial wie Elektroden, Kanülen, Infusionen

KONTRAINDIKATION

- Bei Infektionen

HÄUFIGKEIT VERBANDWECHSEL

- Mindestens einmal pro Woche wechseln

GUT ZU WISSEN

- Kann auch von Sportlern genutzt werden
- Haftet auch an schwer zugänglichen Körperstellen
- Unterstützung von neu gebildetem Gewebe, Narbenglättung
- Kann wiederverwendet werden
- Steril und unsteril erhältlich
- MiGel gelistet

Bezeichnung	Art. Nr.	Abmessung	Stück pro Box
ReSkin Spycra Protect	SDSC-575	5 x 7.5 cm	10 x 1 Stück
ReSkin Spycra Protect	SDSC-7510	7.5 x 10 cm	10 x 1 Stück
ReSkin Spycra Protect	SDSC-5150	5 x 150 cm	1 Rolle

Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Verkaufsberater/Innen gerne zur Verfügung.

Mediq Suisse AG

Gewerbestrasse 12

CH-8132 Egg

info@mediqsuisse.ch | www.mediqsuisse.ch

T: 052 720 25 26 | F: 052 720 25 27