

# ReSkin Gesichts- und Ohrenschutz beim Tragen von Gesichtsmasken

ReSkin Spycra Protect (steril) für Personal der Intensivstationen und ReSkin Protect (unsteril) für alle Maskenträger/innen, schützen die Haut beim Tragen von Gesichtsmasken.

## RISIKOZONEN BEI GESICHTSMASKEN-TRÄGER/INNEN:

- Hinter den Ohren
- Oberkiefer, unterhalb der Augen
- Stirn und Nasenrücken




## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Adhäsive Silikonhaftschrift
- Atmungsaktiv, Haut bleibt gesund, keine Mazerationen, wasserbeständig
- Bi-elastisch, längs- und querelastisch
- Sehr dünn, selbsthaftend
- Schmerzfrees Entfernen des Verbandes



## INDIKATION

- Hautschutz beim Tragen von Gesichtsmasken
- Präventiv bei Risiko-, Alters- und Pergamenthaut
- Geschädigte Haut
- Stark strapazierte Hautpartien
- Druckstellen oder Irritationen durch Schweiß
- Blasen oder Schürfwunden



## KONTRAINDIKATION

- Bei Infektionen

## ANWENDUNG

- Vor der Anwendung Gesicht mit einer ph-neutralen Seife reinigen, sterile Pflaster nach jeder Anwendung entsorgen. ReSkin Protect unsteril mindestens einmal pro Woche wechseln.

Bezeichnung	Art. Nr.	Abmessung	Stück pro Box
ReSkin Spycra Protect steril	SDSC-5150	5 x 150 cm	1 Rolle
ReSkin Protect small hautfarben	SDSC16-2	4 x 7.5 cm	2 Stück
ReSkin Protect large hautfarben	SDSC18-2	4 x 15 cm	2 Stück

Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Verkaufsbereiter/Innen gerne zur Verfügung.

Mediq Suisse AG

Gewerbestrasse 12

CH-8132 Egg

info@mediqsuisse.ch | www.mediqsuisse.ch

T: 052 720 25 26 | F: 052 720 25 27